

Fotel do pobierania krwi 2007



- * Wysokość siedziska: 430mm
- * Długość: 1620mm
- * Szerokość: 760mm
- * Siedzisko: 540mm x 390mm
- * Oparcie: 540mm x 790mm
- * Oparcie nóg: 500mm x 300mm
- * Udźwig: 150 kg
- * Regulacja: Ręczna
- * Farba: ESD
- * Regulacja oparcia: regulacja kąta oparcia w zakresie 105° - 185°

Siedzisko
Stała pozycja

Podłokietniki
Regulowana wysokość

Oparcie nóg
Automatyczna regulacja wraz z oparciem

Akcesoria:

- * Podłokietniki (2 zestawy)
- * Wieszak na kroplówkę (stal nierdzewna)