



AR-EL TIBBİ ÜRÜNLER
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Fotel do pobierania krwi 2077



- * Wysokość siedziska: 510mm
- * Długość: 1630mm
- * Szerokość: (760mm wliczając trójnóg: 1300mm)
- * Siedzisko: 530mm x 440mm
- * Oparcie: 530mm x 770mm
- * Oparcie nóg: 500mm x 300mm
- * Udźwig: 150 kg
- * Regulacja: Ręczna
- * Farba: ESD
- * Regulacja oparcia: regulacja kąta oparcia w zakresie 105° - 185°

Zaglówek

Zaglówek jest montowany na oparciu za pomocą taś

Siedzisko

Stała pozycja

Podłokietniki

Stała pozycja

Wieszak na kroplówki

Ustawiany pionowo lub dopasowywalny do pozycji podłokietników

Oparcie nóg

Automatyczna regulacja wraz z oparciem

Akcesoria:

- * Papierowa narzuta (1 rolka)
- * Wieszak na kroplówkę (stal nierdzewna)

