

Fotel porodowy ginekologiczno-położniczy 2087-4

z 4 silnikami, elektrycznie regulowane: wysokość, oparcie, Trendelenburg, oparcie nóg



Regulacja wysokości:	640mm - 940mm
Długość po rozłożeniu:	2010mm
Szerokość:	640mm
Siedzisko:	640mm x 360mm
Oparcie:	640mm x 100mm
Podnózek:	640mm x 600mm
Zakrzywione oparcie nóg:	Min. przestrzeń: 850mm
Udźwig:	200 kg
Silniki:	4 sztuki
Sterowanie:	Przycisk nożny

Regulacja:

Oparcie	kąt nachylenia w zakresie 0°~ +50°
Podnózek	zdejmowalny
Trendelenburg /	25°
Anty-Trendelenburg	5°
Zakrzywione oparcie nóg	elektrycznie regulowane w górę i w dół oraz w lewo i w prawo; zdejmowalne
Podkolanniki	elektrycznie regulowane w górę i w dół ; zdejmowalne



Waga netto: 139kg
Waga brutto: 169kg

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1 Nilüfer/BURSA
TÜRKİYE

Standardowe Akcesoria:

Podnózek (1 szt.)
Zakrzywione oparcie nóg (2 szt.)
Podkolanniki (2 szt.)
Uchwyty (2 szt.)
Pokrowiec (1 szt.)
Taca (1 szt.)
Uchwyt na papier
Blokowane koła
Wieszak na kroplówkę