

## Fotel ginekologiczny – 3011 z elektryczną regulacją wysokości, oparcia i pozycji trendelenburga



Fotel 3012 występuje w trzech odmianach:

3012-1 - elektrycznie sterowana wysokość; hydraulicznie - oparcie, siedzisko

3012-2 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie; hydraulicznie - siedzisko

3012-2 - elektrycznie sterowana wysokość, oparcie siedzisko

Fotel wyposażony jest w bezzwawą, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD



Wysokość siedziska: 640mm - 1065 mm

Długość: 1830mm

Szerokość: 640mm

Siedzisko: 400mm x 640mm

Oparcie: 880mm x 640mm

Podnózek: 500mm x 600mm

Nośność: 150 kg

Kąt oparcia: 0 ° ~ 30 °

Pozycja Trendelenburga: -8 ° ~ 80 °

Akcesoria:

Podnózek (1 szt.)

Podnóżki zakrzywione (2 szt.)

Podkolanniki (2 szt.)

Podłokietniki (2 szt.)

Miska (1 szt.)

Uchwyt rolki papieru (1 szt.)

Wieszak na akcesoria (1 szt.)

**Producent:**

**Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)