

## Fotel ginekologiczny – 3011



**Model 3011** jest prostym, mechanicznym fotelem ginekologicznym. Wszystkie regulacje dokonywane są ręcznie, położenie oparcia, siedziska, pozycja Trendelenburga / anti Trendelenburga oraz podnóżka i podkolanników. Fotel wyposażony jest w bezszwową, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.

Wysokość siedziska: 910mm  
Długość: 1720mm ~ 1850mm  
Szerokość: 640mm  
Siedzisko: 400mm x 640mm  
Oparcie: 880mm x 640mm  
Nośność: 150 kg  
Regulacja: manualna



Kąt oparcia: 10° ~ 70°  
Pozycja Trendelenburga: 0° ~ 30°

**Aksesoria:**

Podkolanniki (1 szt.)  
Uchwyty ze stali nierdzewnej (2 szt.)  
Miska (1 szt.)  
Uchwyt rolki papieru (1 szt.)

**Producent:**

**Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.**