

Kamera endoskopowa C3 Multi HD (05.9099s)

FULL HD
1080

Kamery endoskopowe C3 Multi HD wyposażone są w moduł sterujący posiadający wskaźnik zasilania, przyciski balansu bieli oraz wzmocnienia, funkcje ustawień z pięcioma opcjonalnymi ustawieniami. Na głowicy kamery znajdują się przyciski sterowania oraz wzmocnienia. Kamera działa w systemie Full HD, posiada 3 przetworniki 1/3" CCD. Rozdzielczość 1920 x 1080 (1080 Full HD Format). Adapter TV f = 18 - 50 mm o powiększeniu 2,7x kompatybilny ze standardowymi optykami endoskopowymi. Klasa bezpieczeństwa BF. Kamera posiada oznaczenie CE

zgodnie dyrektywą medyczną 93/42/EWG i kompatybilność elektromagnetyczną z wymaganiami EN 60601-1

Parametry techniczne:

Moduł sterujący: 360 mm x 88 mm x 320 mm
Głowica kamery z adapterem: 165 mm, Ø 50 mm
Przewód kamery: 3m
Waga głowicy: ok. 230 g
Waga modułu sterującego: 4,1 kg
Wejście/Wyjście: 1 x HD-SDI,
1 x HD-RGB (Y/G, P_B/B, P_R/R)
1 x S-Video (Y/C),
1 x Video (CVBS),
1 x 3,5 mm Cinch do zdalnego sterowania

Zasilanie: 240 V, 50 Hz, 25 VA

Dezynfekcja /sterylizacja: Głowica kamery zanurzalna w płynach, nadaje się do dezynfekcji, kompatybilna ze Steris i Sterad S100

Modele:

Kamera C3 Multi HD PAL / 50 Hz 50 fps - 05.9099s
Kamera C3 Multi HD NTSC / 60 Hz 60 fps - 05.9099s.n

Producent:

LUT Labor- und Umwelttechnik GmbH Robert-Bosch-Strasse 1
D-79211 Denzlingen Niemcy