

Lampy czołowe LED serii 08-79



Nowoczesna lampa czołowa o wysokiej wydajności wyposażona w reflektor z regulacją skupienia światła. Zasobnik wyposażony w nowoczesne akumulatory Li-Ion zamocowany na opasce czołowej, zapewniają długi czas świecenia. Specjalny system soczewek oraz dioda LED o mocy 3W, sprawia że światło jest silne i jednorodne. Niski całkowity ciężar i ergonomiczna opaska sprawia że lampa jest komfortowa w użytkowaniu nawet przez dłuższy czas. W zestawie znajduje się zasobnik akumulatorowy oraz ładowarka sieciowa.

Model:

08-790-W – opaska czołowa, kolor biały
08-790-S – opaska czołowa, kolor czarny
08-795-W – opaska krzyżowa, kolor biały
08-795-S – opaska krzyżowa, kolor czarny

Parametry techniczne:

waga czepca:	ok 230g
zasilanie:	akumulator Li-Ion 700mA
czas pracy:	powyżej 3,5h
czas ładowania:	około 4h
dystans roboczy:	20 ~ 60 cm
średnica wiązki światła:	11 ~ 130mm (dystans 30cm)
temperatura barwowa:	6000K
moc:	3W

Producent:

FAROMED GmbH Medizintechnik
Saalmannstr.9; 13403 Berlin; Germany