

Stół operacyjny - okulistyczny – 2075



Model 2075 posiada sterowaną elektrycznie: pionową kolumnę wysokości, kąt pochylenia. Podstawa wyposażona jest w blokadę kółek. Stół wyposażony jest w bezszwową, antybakteryjną tapicerkę wykonaną ze sztucznej skóry, części metalowe pokryte są farbą ESD.



Regulacja wysokości (elektryczna): 520mm – 880mm

Długość: 2200mm

Szerokość: 550mm

Podstawa: 500 x 980mm

Sekcja głowy: 215 x 235mm

Sekcja pleców: 480 x 330mm

Sekcja leżąca: 480 x 1500mm

Nośność: 150 kg

Silniki: 2 sztuki

Sterowanie: nożne

Sekcja głowy: regulacja pochylenia 20°, system usztywnienia głowy

Regulacja położenia: 160° ~ 180°

Producent:

Ar-El Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dystrybutor: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: handlowy@videomed.eu