

Miniaturowy tympanometr MT10



Mały, prosty w obsłudze automatyczny skryningowy tympanometr polecany do lekarskich praktyk prywatnych.

Standardy:

Bezpieczeństwo	EN 60601-1, Klasa I, Typ B (z zasilaczem EPS11)
EMC	EN 60601-1-2
Tympanometria	EN 61027/ANSI S3.39, Typ2
Audiometria	EN 60645-1/ANSI S3.6, Typ 5 Audiometr tonowy

Zasilanie:

Baterie	3 x AA NiMH, min. 50 pełnych badań podczas 1 cyklu ładowania
Zasilacz (EPS11)	25 VA, 50 – 60 Hz

**Ton próbkujący:**

Częstotliwość	226Hz
Poziom	85dB SPL

Ciśnienie powietrza:

Zasięg	-300 ~ 200 daPa
Zasięg rozszerzony	-600 ~ 300 daPa.
Prędkość zmiany ciśnienia	250 lub 350 daPa/s

Podatność:

Zasięg	0,1 ~ 2.5 ml – wyświetlany, 0,0 ~ 5ml – numeryczny
--------	--

Audiometria:

Poziom	10dBHL ~ 50dBHL
Częstotliwości	0.5kHz, 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz

Zestaw MT10 MTS

- MT10
- Podstawka MTS10 (ładowarka z interfejsem PC)
- Zasilacz EPS11
- 3 x NiMH akumulatory AA
- Zestaw końcówek usznych
- Instrukcja obsługi

Zestaw MT10 MTP

- MT10
- Podstawka MTP10 (ładowarka z interfejsem PC oraz szybką drukarką termiczną)
- 3 rolki papieru termicznego
- Zasilacz EPS11
- 3 x NiMH akumulatory AA
- Zestaw końcówek usznych
- Instrukcja obsługi

Producent:

Interacoustics A/S
Drejervaenget 8
DK-5610 Assens
Denmark